

Тонометр автоматический Prolife PA2 Basic

ИМ-7.117297

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 30-255 мм рт. ст., пульс
40-199 уд./мин

Shenzhen Combei Technology Co., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	30-255 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-199 уд./мин
Вес	225 г

Описание

Тонометр автоматический Prolife PA2 Basic (BPCB0A-3H) – это надежный и простой в использовании прибор, предназначенный для точного измерения артериального давления и частоты пульса. Благодаря интеллектуальным технологиям устройство обеспечивает достоверные результаты даже при наличии нарушений сердечного ритма. Прибор оснащен памятью для двух пользователей и информативным дисплеем с подсветкой.

Передовые технологии и функции:

- **IHB (Irregular Heart Beat):** инновационная технология детекции нерегулярного пульса. Она эффективно минимизирует помехи при измерении на фоне аритмии и выводит на экран специальный индикатор для своевременного оповещения пользователя.
- **ComfortSense:** интеллектуальная система измерения, которая персонализирует процесс нагнетания воздуха в манжету в соответствии с физиологическими особенностями пользователя. Это исключает чрезмерное сдавливание руки и дискомфорт во время процедуры.
- **ComfortPro:** технология, обеспечивающая быстрое и бережное проведение измерений непосредственно на этапе накачки воздуха.
- **Режим для двух пользователей:** прибор позволяет вести отдельный учет данных для двух человек, сохраняя в памяти по 120 последних измерений для каждого профиля.

Эргономика и удобство использования:

- **Дисплей с подсветкой:** большой экран с четкими, жирными цифрами позволяет легко считывать результаты даже в условиях недостаточной освещенности.
- **Компактный дизайн:** небольшой вес и продуманная конструкция основного блока обеспечивают удобство хранения и эксплуатации.
- **Двойная система питания:** устройство может работать как от стандартных элементов питания типа ААА, так и от сетевого адаптера Prolife (приобретается отдельно или входит в расширенную комплектацию).

Технические характеристики Prolife PA2 Basic

Метод измерения	осциллометрический
Тип манжеты	Prolife стандартная, размер М (22-32 см)
Измерение давления	30-255 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.)
Измерение пульса	40-199 уд./мин.
Объем памяти	2 пользователя × 120 записей
Электропитание	4 батарейки типа ААА или сетевой адаптер
Габариты	145×90×49 мм
Масса (без батареек)	225 г

Комплект поставки:

- Электронный блок тонометра – 1 шт.
- Манжета стандартная Prolife (22-32 см) – 1 шт.
- Элементы питания типа ААА – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.