

Тонометр автоматический Prolife PA5 Comfort AF

ИМ-7.117297

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-45 см, давление 30-255 мм рт. ст., пульс
40-199 уд./мин

Shenzhen Combei Technology Co., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-45 см
Диапазон давления	30-255 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-199 уд./мин

Описание

Тонометр автоматический Prolife PA5 Comfort AF (BP 136A) – это современный цифровой прибор, сочетающий в себе высокую точность измерений и передовые технологии для ранней диагностики опасных нарушений сердечного ритма. Устройство специально разработано для обеспечения максимального комфорта пациента и своевременного выявления фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) – основного фактора риска развития инсульта и инфаркта. Прибор подходит для профессионального и домашнего использования.

Ключевые технологии и функциональные возможности:

- **AFibra SMART:** уникальная запатентованная технология, которая выявляет фибрилляцию предсердий с помощью клинически подтвержденного алгоритма непосредственно во время нагнетания воздуха в манжету. При появлении соответствующего индикатора система рекомендует провести повторные измерения для подтверждения результата.
- **ComfortPro:** инновационный метод измерения на этапе накачки манжеты. Обеспечивает быстрое и бережное определение давления, исключая чрезмерное сдавливание руки и сокращая время проведения процедуры.
- **ИВБ технология:** индикатор выявления нерегулярного пульса (аритмии) позволяет пользователю получить предупреждение о нарушении сердечного ритма на ранних стадиях.
- **Умная конусная манжета:** манжета размера M-L (22-45 см) выполнена в анатомически правильной форме. Мягкий и тонкий материал способствует плотному прилеганию и подавлению посторонних шумов, что значительно повышает достоверность измерений.

Технические характеристики Prolife PA5 Comfort AF

Манжета	Prolife конусообразная, размер M-L (22-45 см)
Измерение давления	30-255 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.)
Измерение пульса	40-199 уд./мин.
Функция памяти	199 записей
Электропитание	4 батарейки типа AAA или сетевой адаптер Prolife
Габариты	175×90×44 мм
Масса (без батареек)	267 г

Комплект поставки:

- Электронный блок тонометра – 1 шт.
- Конусообразная манжета M-L (22-45 см) – 1 шт.
- Элементы питания типа AAA – 4 шт.
- Сетевой адаптер Prolife – 1 шт.
- Чехол для транспортировки и хранения – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон