

Тонометр автоматический Prolife PA5 Comfort

ИМ-7.117297

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 30-255 мм рт. ст., пульс
40-199 уд./мин

Shenzhen Combei Technology Co., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	30-255 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-199 уд./мин

Описание

Тонометр автоматический Prolife PA5 Comfort (BP 136A) – высокотехнологичный цифровой прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, сочетающий в себе точность экспертного уровня и максимальный комфорт в использовании. Устройство подходит для регулярного мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы в домашних условиях и в медицинских учреждениях.

Передовые технологии измерения:

- **ComfortPro:** инновационная технология проведения измерений непосредственно во время нагнетания воздуха в манжету. Это минимизирует дискомфорт от сдавливания руки, делает процедуру более мягкой и значительно сокращает время измерения по сравнению с традиционными методами.
- **ИНВ (Irregular Heart Beat):** интеллектуальная система выявления нарушений сердечного ритма. Прибор фиксирует признаки аритмии в процессе измерения и выводит на экран соответствующий индикатор, обеспечивая пользователя надежными результатами даже при наличии отклонений в пульсе.

Функциональные и конструктивные преимущества:

- **Дисплей с подсветкой:** большой жидкокристаллический экран с мягкой подсветкой обеспечивает превосходную видимость крупных цифр при любом уровне освещения.
- **Конусная манжета:** анатомическая форма манжеты размера М-Л (22-42 см) гарантирует плотное прилегание к плечу, что способствует повышению точности измерений и комфорту пациента.

- **Внутренняя память:** прибор сохраняет до 199 последних результатов измерений с фиксацией даты и времени, позволяя отслеживать динамику показателей в долгосрочном периоде.
- **Универсальное питание:** тонометр может работать как от стандартных батареек, так и от сети через комплектный адаптер питания с современным разъемом USB-C.

Технические характеристики Prolife PA5 Comfort

Метод измерения	осциллометрический
Тип манжеты	конусообразная, размер M-L (22-42 см)
Измерение давления	30-255 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.)
Измерение пульса	40-199 уд./мин.
Память	199 записей
Электропитание	4 батарейки типа AAA или сетевой адаптер Prolife
Габариты	175×90×44 мм
Масса (без батареек)	267 г

Комплект поставки:

- Электронный блок тонометра – 1 шт.
- Конусообразная манжета M-L (22-42 см) – 1 шт.
- Элементы питания типа AAA – 4 шт.
- Сетевой адаптер Prolife (USB-C) – 1 шт.
- Мягкая сумка для хранения – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон