

Тонометр автоматический Prolife PX7 Premium

ИМ-7.117297

автоматический, на плечо, манжета 22-45 см,
давление 30-255 мм рт. ст., пульс 40-199 уд./мин

Shenzhen Combei Technology Co., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-45 см
Диапазон давления	30-255 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-199 уд./мин
Вес	288 г

Описание

Тонометр автоматический Prolife PX7 Premium (BP 136A) – инновационный прибор, оснащенный передовыми функциями искусственного интеллекта для точного контроля состояния сердечно-сосудистой системы. Устройство превосходит по функциональности многие профессиональные модели благодаря интеллектуальным алгоритмам анализа данных и персонализации процесса измерения. Аппарат позволяет проводить мониторинг в различных условиях, включая измерения в ночное время и во время гипертонических кризов.

Интеллектуальные технологии измерения:

- **Alm (Artificial Intelligent measurement):** технология искусственного интеллекта, которая анализирует результаты первого измерения, корректирует процесс для второго и определяет необходимость проведения третьего цикла для достижения максимальной точности. Система автоматически подбирает оптимальный уровень нагнетания воздуха в манжету для каждого пользователя.
- **AFibra SMART:** уникальная запатентованная технология детекции фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) непосредственно во время нагнетания воздуха. В сочетании с алгоритмами Alm она обеспечивает высокую чувствительность и специфичность при скрининге опасных нарушений ритма, увеличивающих риск инсульта и сердечной недостаточности.
- **ComfortPro:** обеспечивает быстрое и мягкое измерение давления во время накачки манжеты. Скорость проведения процедуры увеличивается почти в 1.5 раза по сравнению с традиционными методами.
- **Intelligent Assistant (IA):** система структурированной индикации рисков, позволяющая одним нажатием кнопки получить объективные данные о состоянии здоровья.

Конструктивные особенности:

- Дисплей высокого разрешения с яркой подсветкой, крупными цифрами и широким углом обзора для комфортного считывания результатов.
- Конусообразная манжета Prolife (размер 22-45 см) из мягкого и тонкого материала плотно прилегает к руке и снижает уровень посторонних шумов, повышая точность показаний.
- Встроенная память на 199 измерений для отслеживания динамики артериального давления.

Технические характеристики Prolife PX7 Premium

Манжета	Prolife конусообразная, размер M-L (22-45 см)
Измерение давления	30-255 мм рт. ст. (шаг 1 мм рт. ст.)
Измерение пульса	40-199 уд./мин.
Функция памяти	199 записей
Электропитание	4 батарейки типа AAA или сетевой адаптер Prolife
Габариты	175×91.5×53.5 мм
Масса (без батареек)	288 г

Комплект поставки:

- Электронный блок тонометра – 1 шт.
- Конусообразная манжета M-L (22-45 см) – 1 шт.
- Элементы питания типа AAA – 4 шт.
- Сетевой адаптер Prolife – 1 шт.
- Чехол для хранения и транспортировки – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон