

Торакоскоп жесткий Baholzer

ИМ-7.106935 до 04.10.2023

торакоскоп, диаметр 10 мм, длина 210 мм, угол 0° / 30°

Baholzer Endoskopie-Systeme GmbH & Co.KG,
Германия



Характеристики

Тип	торакоскоп
Диаметр	10 мм
Длина	210 мм
Угол	0° / 30°

Описание

Торакоскопы жесткие baholzer

- Длина 210 мм
- Диаметр 10 мм
- Угол направления обзора 0° или 30°
- Автоклавируемые (134□)

Модели

- Артикул 10-0065-00 – угол 0°
- Артикул 10-0066-00 – угол 30°