

Трахеостомическая трубка Greatcare GCR 1008

ИМ-7.111093 до 13.12.2026

без манжеты, без фенестрации, размеры 3.5-9.0 мм

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Манжета	без манжеты
Фенестрация	без фенестрации
Размеры	3.5-9.0 мм

Дополнительные характеристики

Трахеостомическая трубка GCR 1008 (без надувной манжеты) предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей, в том числе при вспомогательной и искусственной вентиляции легких через трахеостому.

Характеристики:

- рентгеноконтрастная линия по всей длине для визуализации рентгенологических изображений;
- с коннектором 15 мм;
- с крепежной повязкой на шею;
- стерильная упаковка;
- только для одноразового применения.

Размер: I.D. 3.5 – 9.0.