

Трахеостомическая трубка PORTEX BLUselect Suctionaid

ИМ-7.110765 до 07.10.2026

с манжетой, с фенестрацией / без фенестрации, с каналом для аспирации, размеры 6.0-10.0

Smiths Medical ASD, Inc., США



Характеристики

Манжета	с манжетой
Фенестрация	с фенестрацией / без фенестрации
Материал	ПВХ
Санация	Да
Размеры	6.0-10.0

Дополнительные характеристики

Трубка трахеостомическая PORTEX BLUselect Suctionaid – трахеостомическая трубка с манжетой Soft Seal с каналом для надманжеточной аспирации. Каждая трубка Suctionaid имеет дополнительный просвет для эффективного удаления секрета над манжетой, сводя к минимуму риск аспирации.

Особенности

- Встроенный 15-мм коннектор позволяет проводить вентиляцию с внутренней канюлей или без нее.
- Термочувствительный материал обладает достаточной исходной жесткостью для введения, а при нагревании до температуры тела приспособливается к верхним дыхательным путям человека, обеспечивая минимальную травматичность.
- Манжета Soft-Seal – манжета низкого давления и большого объема, минимизирующая возможность повреждений.
- В спущенном состоянии манжета плотно прилегает к трубке, сводя к минимуму дискомфорт при введении и извлечении.