

## Тренажер David Shoulder Concept G420 для реабилитации плечевого пояса

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает плечевой сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



### Характеристики

---

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	плечевой сустав
Положение пациента	сидя
Плечевой сустав	изометрические точки измерения крутящего момента: 75° / 60° / 45°.
Размеры	1303×1433×1808 мм
Масса	365 кг

### Описание

---

Многофункциональный тренажер David Shoulder Concept G420 для разработки плечевых суставов. Устройство для выполнения многосуставного упражнения для верхней части тела.

Особенности:

- оптимальные углы соединения;
- траектории движения рук - от широкой к узкой;
- свободные ручки тренажера;
- движение в лопаточной плоскости;
- автоматическая регулировка высоты сиденья;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность;

Основные целевые мышцы: широчайшая мышца спины / трапецевидная мышца шеи / малая ромбовидная мышца / большая ромбовидная мышца / двуглавая мышца плеча / большая круглая мышца.

Весовой стек: 100 кг, шаг - 2.5 кг