

Тренажер David Shoulder Concept G510 для реабилитации плечевого пояса

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает плечевой сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	плечевой сустав
Положение пациента	сидя
Плечевой сустав	изометрические точки измерения крутящего момента: 118 мм / 183 мм / 400 мм / 450 мм / 500 мм.
Размеры	1435×1311×1599 мм
Масса	350 кг

Описание

Многофункциональный тренажер для отведения лопатки и жима от груди

Уникальное многофункциональное устройство, позволяющее выполнять изолированное отведение лопатки и упражнения для пресса, задействующие несколько суставов.

Особенности:

- оптимальные углы суставов для многослойных упражнений;
- изолированное упражнение для передних зубчатых мышц;
- тщательно разработанное восстановление суставов и мышц локтей;
- полностью автоматическая регулировка сиденья;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность;
- простота в использовании, требуется минимальный контроль.

Целевые мышцы:

При отведении лопаток: передняя зубчатая мышца / малая грудная мышца.

При упражнениях на мышцы груди: большая грудная мышца / задняя дельтовидная мышца плеча / трехглавая мышца плеча / передняя зубчатая мышца.