

Тренажер David Shoulder Concept G660 для реабилитации плечевого пояса

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает плечевой сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	плечевой сустав
Положение пациента	сидя
Плечевой сустав	изометрические точки измерения крутящего момента: - 15° / 0° / 15° / 30° / 60° / 90°.
Размеры	1420×1430×1590 мм
Масса	320 кг

Описание

Многофункциональный тренажер David Shoulder Concept G660 для внешнего вращения плечевой кости. Устройство для выполнения упражнений на внешнее вращение плеча.

Особенности:

- автоматическая регулировка сидений;
- фиксация лопаток блокирует их нежелательные движения;
- контролируемое движение и оптимальная кривая сопротивления обеспечивают безопасность и эффективность выполняемых упражнений;
- подходит для самых разных людей - от пожилых людей до спортсменов;
- тренировка одной или двумя руками;
- угол отведения может быть снижен для ранней реабилитации;
- простота в использовании, требуется минимальный контроль;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность.

Вес стека: 1/20 кг + 2.5 / 50 кг = 70 кг.

Целевые мышцы: подостная мышца / малая круглая мышца.