

Тренажер David Hip & Knee Concept G210 для реабилитации тазобедренных и коленных суставов

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает коленный сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	коленный сустав
Положение пациента	сидя
Размеры	1034×2142×1390 мм
Масса	433 кг

Описание

Многофункциональный тренажер David Hip&Knee Concept G210 для жима ногами.

Многофункциональный жим ногами для самых разных целей - от реабилитации до спортивных тренировок.

Отлично подходит для гериатрической подготовки.

Особенности тренажера David Hip&Knee Concept G210:

- жим ногами, упражнения для бедер и икр;
- угол поддержки спинки регулируется от 10 до 70 градусов;
- подходит для плиометрических (прыжковых) упражнений;
- автоматическая регулировка подножки (электронная версия);
- подножка с тремя зонами для разных положений ног;
- дополнительный «предварительный шаг» для легкого входа;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность.

Вес стека: 5/200 кг.

Целевые мышцы: трицепсы ног / большие ягодичные мышцы / двуглавые мышцы бедра / прямые мышцы бедра / полуперепончатые мышцы бедра / полусухожильные мышцы бедра / икроножные мышцы / камбаловидные мышцы голени

Весовой стек: шаг — 5 кг, всего — 200 кг