

Тренажер David Hip & Knee Concept G300 для реабилитации тазобедренных и коленных суставов

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает коленный сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	коленный сустав
Положение пациента	сидя
Размеры	1169×1340×1390 мм
Масса	384 кг

Описание

Многофункциональный тренажер для коленных суставов и мышц

Безопасные и эффективные упражнения для коленного сустава, направленные на мышцы-сгибатели.

Выполняются в удобном сидячем положении. Диапазон нагрузки включает в себя раннюю реабилитацию, а также силовые тренировки.

Особенности:

- автоматическая регулировка поддержки спины (электронная версия);
- саморегулирующиеся подушки лодыжки;
- диапазон регулировки движения (RMA) для различных пользователей;
- легкий вход / выход;
- ремень безопасности для дополнительной устойчивости во время тренировки;
- тренировка с одной или двумя ногами;
- подходит как для реабилитации, так и для спортивных тренировок;
- научно подтвержденная кривая сопротивления;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность.

Вес стека: 2.5 / 50 кг + 5/100 кг = 150 кг.

Целевые мышцы: большие ягодичные мышцы / двуглавые мышцы бедра / полуперепончатые мышцы бедра / полусухожильные мышцы бедра.

Весовой стек: 0-50 кг, шаг - 2.5 кг / 50-150 кг, шаг — 5 кг.