

## Тренажер David Hip&Knee Concept G310 для реабилитации тазобедренных и коленных суставов

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает тазобедренный сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



### Характеристики

---

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Оборудование       | стационарное         |
| Реабилитация       | нижних конечностей   |
| Разрабатывает      | тазобедренный сустав |
| Положение пациента | сидя                 |
| Размеры            | 1325×1376×1390 мм    |
| Масса              | 350 кг               |

### Описание

---

Многофункциональный тренажер David Hip&Knee Concept G310 для отведения бедра

Эффективное и безопасное упражнение для тазобедренных суставов, предназначенных для отведения бедра.

Особенности:

- сагиттальный угол бедра 120°, предназначенный для улучшения мышечной активации;
- саморегулирующаяся длина руки;
- простая настройка входа / диапазона с сиденья;
- ремень безопасности для дополнительной устойчивости во время тренировки;
- оптимальная кривая сопротивления;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность.

Вес стека: 2.5 / 100 кг.

Целевые мышцы: средняя ягодичная мышца / малая ягодичная мышца / напрягатель широкой фасции бедра.