

Тренажер David Hip&Knee Concept G320 для реабилитации тазобедренных и коленных суставов

ИМ-7.107522 до 28.05.2024

стационарное оборудование, реабилитация нижних конечностей, разрабатывает тазобедренный сустав

David Health Solutions Ltd., Финляндия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	нижних конечностей
Разрабатывает	тазобедренный сустав
Положение пациента	сидя
Размеры	1325×1376×1390 мм
Масса	350 кг

Описание

Многофункциональный тренажер David Hip&Knee Concept G320 для приводящих мышц бедра. Эффективное и безопасное упражнение для тазобедренных суставов, нацеленное на приводящие мышцы бедра (аддукторы).

Особенности:

- сагиттальный угол бедра 120°, предназначенный для улучшения мышечной активации;
- саморегулирующаяся длина руки;
- простая настройка входа / диапазона с сиденья;
- ремень безопасности для дополнительной устойчивости во время тренировки;
- оптимальная кривая сопротивления;
- интеграция EVE с тестами на прочность и мобильность.

Вес стека: 2.5 / 100 кг.

Целевые мышцы: большая приводящая мышца бедра / длинная приводящая мышца бедра / короткая приводящая мышца бедра / гребенчатая мышца бедра / тонкая мышца бедра.