

## Тренажер Laerdal Neonatal Intubation Trainer для интубации у новорожденных

голова, для интубации

Laerdal, Норвегия



### Характеристики

---

Тип	голова
Назначение	для интубации
Режим работы	учебный

### Дополнительные характеристики

---

**Артикул:** 250-00101

**Тренажер Laerdal Neonatal Intubation Trainer** - тренажер Laerdal для интубации новорожденных позволяет осваивать навыки восстановления проходимости дыхательных путей у новорожденного. Прочная и реалистичная, эта модель позволяет обучающимся получить навыки, которые можно перенести в реальные клинические условия.

Реалистичность усиливается за счет эластичности нового материала, примененного для имитации тканей и кожи.