

Тренажер МедПрибор ЗМ-660С для плеча и локтя

ИМ-7.113751

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает локтевой сустав / плечевой сустав

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	локтевой сустав / плечевой сустав
Положение пациента	стоя

Описание

Тренажер для плечевого сустава ЗМ-660С является простым решением для оснащения кабинета ЛФК. Активная разработка плеча необходима на последнем этапе восстановления для активизации мышечной активности в совокупности с движением сустава.

- ☐ Тренажер ЗМ-660С имеет 5 уровней нагрузки, что позволяет постепенно и равномерно увеличивать воздействие на мышцы.
- ☐ Электронный дисплей отображает пройденное расстояние, время, а также счетчик калорий.
- ☐ Тренажер для плеча можно разместить, как на стене, так и на специальной стойке.
- ☐ При размещении тренажера на рельсах он может регулироваться по высоте.
- ☐ Тренажер может использоваться, как в стационаре, так и в домашних условиях.