

## Тренажер МедПрибор ЗМ-663С для лучезапястного сустава

ИМ-7.113751

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает лучезапястный сустав

МедПрибор ООО, Россия



### Характеристики

---

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	лучезапястный сустав
Положение пациента	стоя

### Описание

---

**ЗМ-663С** – тренажер для восстановления функций лучезапястного сустава, который используется для возвращения двигательной активности руке и запястью. Регулярные занятия на нем помогут стабилизировать кровообращение верхних конечностей и регенерировать хрящевую ткань суставов.

Возможность менять уровень нагрузки и высоту рукоятки тренажера восстановления лучезапястного сустава делают его универсальным для всех категорий пациентов. Использовать этот тренажер можно в амбулаторных условиях, а также в реабилитационных учреждениях в соответствии с предписанием лечащего врача.

#### Возможности тренажера:

- Помогает восстанавливаться хрящевым зонам.
  - Реабилитирует поврежденные связки запястья.
  - Рассасывает гематомы.
  - Оптимизирует кровообращение.
- 
- Возможность изменения нагрузки.
  - Экран с понятным отображением параметров тренировки.
  - Устанавливается по высоте для каждого пациента.
  - Практичная крепежная система.