

Тренажер МедПрибор ЗМ-664С для верхнего плечевого пояса

ИМ-7.113751

стационарное оборудование, реабилитация верхних конечностей, разрабатывает плечевой сустав

МедПрибор ООО, Россия



Характеристики

Оборудование	стационарное
Реабилитация	верхних конечностей
Разрабатывает	плечевой сустав
Положение пациента	сидя

Описание

Аппарат ЗМ-664С предназначен для тренировок, направленных на разработку плечевого сустава и наращивание мышц плечевого пояса. Такие тренировки назначают пациентам, проходящим период активной реабилитации после перенесенных травм и заболеваний верхних конечностей.

Занятия проходят в положении сидя, что дает возможность пользоваться тренажером пациентам, передвигающимся на инвалидных колясках. Регулировка уровня нагрузки и высоты расположения тренажера делают его универсальным для всех пациентов, независимо от их возраста, роста и мышечной массы. Тренажер для разработки плечевого сустава крепится, либо на стене, либо на специальной стойке.

Особенности тренажера:

- Возможность регулирования уровня сопротивления.
- Высота расположения может меняться.
- Надежное крепление на вертикальную поверхность (или на стойке).
- Компактные размеры.