

Тренажер СуперМедСквад для пункции сосудов под УЗИ-наведением

обучающая модель, для венепункции

СуперМедСквад ООО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для венепункции
Комплектующие	Комплект поставки: 1. Штатив настольный - 1 шт. 2. Платформа фиксации тренажера - 1 шт. 3. Ёмкость для наполнения системы сосудов - 1 шт. 4. Набор сменных сосудов - 15 шт. 5. Блок тренировочный для пункций - 1 шт. / 2 шт. 6. Кейс пластиковый транспортировочный - 1 шт.

Дополнительные характеристики

Тренажер пункции сосудов под УЗИ-наведением (1 блок / 2 блока) Супермедсквад.

На данном тренажере предоставляется возможность отработать навыки пункции сосудов под ультразвуковым наведением на разной глубине.

В тренировочном блоке имеется три канала для установки сосудов на различной глубине. Устанавливаемые сосуды дают ультразвуковую картину комплекса «интима-медиа», а так же они доступны для пункции.