

## Тренажер СуперМедСквад для выполнения лапароцентеза и цистостомии

обучающая модель, для лапароцентеза / для цистостомии

СуперМедСквад ООО, Россия



### Характеристики

---

Тип	обучающая модель
Назначение	для лапароцентеза / для цистостомии
Комплектующие	<b>Комплект поставки:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Имитация брюшной полости (для наполнения жидкостью) - 1 шт.</li><li>2. Подставка для тренажера - 1 шт.</li><li>3. Площадка магнитной фиксации элементов - 1 шт.</li><li>4. Имитация кишечника - 1 шт.</li><li>5. Магнитные фиксаторы - 6 шт.</li><li>6. Имитация мочевого пузыря - 1 шт.</li><li>7. Имитация передней брюшной стенки - 1 шт.</li></ol>

### Дополнительные характеристики

---

#### **Тренажер выполнения лапароцентеза и цистостомии с возможностью УЗ контроля.**

Тренажер отлично подойдет как для студентов, так и для начинающих специалистов, для отработки навыков по выполнению лапароцентеза, пункции мочевого пузыря или отработки навыков установки различных дренажных систем.

#### **Отрабатываемые навыки:**

- выполнение лапароцентеза;
- выполнение лапароцентеза под контролем УЗ;
- отработка навыков установки малоинвазивных систем, дренирующих брюшную полость;
- отработка навыков установки малоинвазивных систем, дренирующих мочевой пузырь.