

Трубка для энтерального питания Vugon 312.04 - 312.10

ИМ-7.103766/1612 до 01.02.2021

зонд для энтерального питания, материал поливинилхлорид, по Шарьеру 04 CH / 06 CH / 07 CH / 08 CH / 09 CH / 10 CH, длина зонда 1250 мм, с градуировкой, с коннектором, с рентгеноконтрастом

Vugon S.A., Франция



Характеристики

Вид	для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 06 CH / 07 CH / 08 CH / 09 CH / 10 CH
Длина зонда	1250 мм
Наружный диаметр трубки	1.5 мм / 2.0 мм / 2.3 мм / 2.5 мм / 3.3 мм
Цветовой код	белый / желтый / зеленый / красный / синий / черный
Отверстия	2 шт.
Градуировка	Да
Коннектор	Да
С рентгеноконтрастом	Да

Дополнительные характеристики

Стандартный зонд для энтерального питания Vugon

Стандартный зонд – оральные/назальные питающие зонды из ПВХ, с гибким коннектором типа «мама» и колпачком. Закрытый кончик, 2 латеральных отверстия. Прозрачная трубка с рентгеноконтрастной линией.

Количество в упаковке, шт: Коды 310.xx, 311.xx – 50.

Количество в упаковке, шт: Код 312.xx – 25.

Артикул: 310 / 311 / 312.

Код	Цветовой код	Внешний Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Длина, см	Размер
310.04	○	1.50	0.80	40	
310.05	●	1.70	1.00	40	
310.06	●	2.00	1.20	40	
310.07	●	2.30	1.30	40	
310.08	●	2.50	1.50	50	
310.09	●	3.30	2.00	50	
310.10	●	3.30	2.00	50	
310.12	Прозрачный	4.00	2.50	50	
311.04	○	1.50	0.80	75	
311.05	●	1.70	1.00	75	
311.06	●	2.00	1.20	75	
311.08	●	2.50	1.50	75	
311.10	●	3.30	2.00	75	
312.04	○	1.50	0.80	125	
312.06	●	2.00	1.20	125	
312.07	●	2.30	1.30	125	
312.08	●	2.50	1.50	125	
312.09	●	3.30	2.00	125	
312.10	●	3.30	2.00	125	