

Эндотрахеальная трубка Intersurgical InTube без манжеты

ИМ-7.113859

размер 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 /
7.0 мм, без манжеты, не армированная, без
рентгеноконтрастной линии



Intersurgical Ltd., Великобритания

Характеристики

Размер	2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 мм
Наличие манжеты	без манжеты
Армирование	не армированная
Рентгеноконтрастная линия	без рентгеноконтрастной линии