

## Цемент для пломбирования временных зубов «Аргецем»

ИМ-7.7063/1610 до 10.10.2021

герметизация фиссур / моделирование культи зуба под коронку / пломбирование зубов / подкладка при пломбировании, для молочных зубов, консистенция текучая (низко-модульная), рентгеноконтрастный



ВладМиВа Опытно-экспериментальный завод ЗАО,  
Россия

### Характеристики

---

Тип	герметизация фиссур / моделирование культи зуба под коронку / пломбирование зубов / подкладка при пломбировании
Назначение	для молочных зубов
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	- порошок (20 г); - жидкость (10 мл); - кондиционер (10 мл); - лак покрывной (10 мл).

### Дополнительные характеристики

---

Аргецем стеклоиномерный цемент с серебром. Предназначен для пломбирование молочных зубов, формирование культи зуба под коронку, пломбирование постоянных зубов (полости 1 класса), лечение туннельных препараций. подкладка при пломбировании моляров, герметизация фиссур, герметизация перфораций в области фуркаций зуба. Содержит мелкие частицы серебра, что повышает твердость цемента, устойчивость к истиранию, улучшает прочностные характеристики, обеспечивает рентгеноконтрастность. Обладает химической адгезией к дентину и эмали, низкой растворимостью, постепенно выделяет ионы фтора и серебра, что препятствует развитию вторичного кариеса.