

Цемент костный рентгеноконтрастный Syncem 3

ИМ-7.104132/2109

цемент, применение инъекционное, акрил, время введения 10 мин, 40 г порошка на 20 мл жидкости, вязкость низкая

SYNIMED s.a.r.l., Франция



Характеристики

Тип	цемент
Применение	инъекционное
Состав	акрил
Время введения	10 мин
Пропорции для введения за указанное время	40 г порошка на 20 мл жидкости
Вязкость	низкая

Дополнительные характеристики

Рентгеноконтрастный акриловый костный цемент с низкой вязкостью. Среднее время введения — 10 минут (40 г порошка на 20 мл жидкости). Применяется для введения инъекционно.