

Центрифуга гематокритная DLAB DM1424

ИМ-7.115847

12000 об/мин, ускорение 18620 g, вместимость 24 капилляра

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Скорость вращения	12000 об/мин
Ускорение	18620 g
Вместимость	24 капилляра
Размеры	280×364×274 мм

Описание

DLAB DM1424 – гематокритная центрифуга, используется для определения объемных долей эритроцитов в крови, а также для разделения микро количеств крови и растворов, для извлечения ДНК и РНК.

Вместимость ротора: 24 капилляра (гематокринный ротор)

Скорость вращения (RPM): 200-12000 об/мин (шаг 10 об/мин)

Ускорение: 18620 g

Таймер: 30 сек – 99 мин

Время разгона / торможения: 30 с / 30 с

- Режим работы: таймер, непрерывный, импульсный
- Безопасность: блокировка крышки, обнаружение превышения скорости, обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика
- Тип мотора: бесщеточный постоянного тока

Размеры: 280×364×274 мм

Вес: 10.5 кг

Комплект поставки:

- центрифуга
- комплект для ротора AC24P
- руководство по эксплуатации