

Центрифуга лабораторная DLAB D1008

ИМ-7.115847

7000 об/мин, ускорение 2680 g, вместимость 8 пробирок по 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 мл либо 2 стрипа 8×0.2 мл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Скорость вращения	7000 об/мин
Ускорение	2680 g
Вместимость	8 пробирок по 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 мл либо 2 стрипа 8×0.2 мл
Размеры	122×160×170 мм

Описание

DLAB D1008 – вентилируемая лабораторная центрифуга.

Вместимость ротора: 8 пробирок по 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0 мл либо 2 стрипа 8×0.2 мл

Скорость вращения (RPM): 7000 об/мин

Ускорение: 2680 g

- Режим работы: непрерывная работа
- Безопасность: блокировка крышки, звуковой сигнал
- Тип мотора: постоянного тока

Размеры: 122×160×170 мм

Вес: 0.5 кг

Комплект поставки:

- центрифуга
- ротор A8-2 (угловой)
- ротор A04-PCR8 (для ПЦР-стрипов)
- адаптеры SA02P2, SA05P2 (по 1 уп.)
- блок питания
- руководство по эксплуатации