

Центрифуга лабораторная DLAB DM0412

ИМ-7.115847

4500 об/мин, ускорение 2490 g, вместимость 8×15 мл /
12×10 мл / 6×50 мл / 6×15 мл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Скорость вращения	4500 об/мин
Ускорение	2490 g
Вместимость	8×15 мл / 12×10 мл / 6×50 мл / 6×15 мл
Размеры	354×304×215 мм
Масса	6 кг

Описание

DLAB DM0412 – лабораторная центрифуга для разделения сыворотки, плазмы, образцов крови, мочи и др. рутинных операций в медицинских и исследовательских лабораториях.

Вместимость ротора:

- A12-10P: 8×15 мл / 12×10 мл
- A6-50P: 6×50 мл / 6×15 мл

Скорость вращения (RPM): 300-4500 об/мин (шаг 100 об/мин)

Ускорение: 2490 g (шаг 20 g)

Таймер: 30 сек – 99 мин

- Режим работы: импульсный, непрерывный
- Безопасность: блокировка крышки, обнаружение превышения скорости, обнаружение перегрева, автоматическая внутренняя диагностика
- Тип мотора: бесщеточный непрерывного тока

Размеры: 354×304×215 мм

Вес: 6 кг

Комплект поставки:

- центрифуга
- ротор A12-10P
- адаптеры A10P15

- заглушки для адаптеров A10P15
- руководство по эксплуатации