

Центрифуга лабораторная DLAB DM0424

ИМ-7.115847

4000 об/мин, ускорение 2500 g, вместимость 6×15 мл /
4×50 мл / 24×15 мл / 12×10 мл / 8×15 мл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Скорость вращения	4000 об/мин
Ускорение	2500 g
Вместимость	6×15 мл / 4×50 мл / 24×15 мл / 12×10 мл / 8×15 мл
Размеры	364×440×268 мм

Описание

DLAB DM0424 – лабораторная центрифуга с возможностью сохранения 3 программ для стандартных приложений.

Вместимость ротора:

- поворотный: 6×15 мл / 4×50 мл
- угловой: 24×15 мл / 12×10 мл / 8×15 мл

Скорость вращения (RPM): 500-4000 об/мин (шаг 100 об/мин)

Ускорение: 2500 g (шаг 100 g)

Таймер: 1-99 мин

Программы:

- ☐ Кровь: 3200 об/мин, 10 минут
- ☐ Моча: 1800 об/мин, 5 минут
- ☐ Фекалии: 1300 об/мин, 10 минут

- Безопасность: автоматическая внутренняя диагностика
- Тип мотора: бесщеточный постоянного тока

Размеры: 364×440×268 мм

Вес: 14.5 кг

Комплект поставки:

- центрифуга
- ротор на выбор (S6-15 / S4-50 / A24-15P / A8-15P / A12-10P)

- руководство по эксплуатации