

## Центрифуга лабораторная DLAB DM0436E

ИМ-7.115847

3500 об/мин, ускорение 2259 g, вместимость 12×15 мл  
/ 12×10 мл

DLAB Scientific Co., Китай



### Характеристики

---

Скорость вращения	3500 об/мин
Ускорение	2259 g
Вместимость	12×15 мл / 12×10 мл
Размеры	481.5×414×253.5 мм
Масса	15 кг

### Описание

---

**DLAB DM0436E** – лабораторная центрифуга с регулируемой скоростью от 100 до 3500 оборотов.

**Вместимость ротора:** 12×15 мл / 12×10 мл

**Скорость вращения (RPM):** 100-3500 об/мин (шаг 10 об/мин)

**Ускорение:** 2259 g

**Таймер:** 30-59 сек / 1-99 мин / длительная работа

- Безопасность: отображение текущего процесса, система диагностики состояния, функция звукового оповещения
- Тип мотора: бесщеточный постоянного тока

**Размеры:** 481.5×414×253.5 мм

**Вес:** 15 кг

#### Комплект поставки:

- центрифуга
- ротор AE12-250
- адаптеры SE100P17 (24 шт.)
- ключ для ротора
- предохранитель
- кабель питания
- руководство по эксплуатации