

Центрифуга лабораторная DLAB DM0506

ИМ-7.115847

5000 об/мин, ускорение 2600 g, вместимость 6 × 5 / 7 / 10 / 15 мл

DLAB Scientific Co., Китай



Характеристики

Скорость вращения	5000 об/мин
Ускорение	2600 g
Вместимость	6 × 5 / 7 / 10 / 15 мл
Размеры	300×240×180 мм

Описание

DLAB DM0506 – низкоскоростная лабораторная центрифуга, снабженная встроенным фиксированным угловым ротором А6-15Р, который может вместить до 6 пробирок (15 мл / 10 мл / 7 мл / 5 мл). Используется для разделения крови или мочи в повседневной медицинской практике в больницах, клиниках или исследовательских институтах.

Вместимость ротора: 6 × 5 / 7 / 10 / 15 мл

Скорость вращения (RPM): 300-5000 об/мин (шаг 10 об/мин)

Ускорение: 2600 g (шаг 10 g)

Таймер: 30 сек – 99 мин

- Безопасность: блокировка крышки, обнаружение превышения скорости, автоматическая внутренняя диагностика
- Тип мотора: бесщеточный постоянного тока

Размеры: 300×240×180 мм

Вес: 5.2 кг

Комплект поставки:

- центрифуга с фиксированным угловым ротором А6-15Р
- адаптеры А5Р17 и А2Р17
- руководство по эксплуатации