

Центрифуга лабораторная Fenox LC-18

ИМ-7.115893

18500 об/мин, ускорение 23797 g, вместимость 4×100 мл

Арвитмедикл ООО, Беларусь



Характеристики

Скорость вращения	18500 об/мин
Ускорение	23797 g
Вместимость	4×100 мл
Размеры	330×420×280 мм
Масса	20 кг

Описание

Fenox LC-18 – настольная высокоскоростная центрифуга, которая может использоваться в клинической медицине, биохимии, генной инженерии, иммунологии и т. д. Предназначена для разделения жидкостей в поле центробежных сил.

Частота вращения: 18500 об/мин (шаг 50 об/мин)

Ускорение: 23797 g

Время центрифугирования: 1 мин – 99 мин

Вместимость ротора: 4×100 мл

Роторы и адаптеры

Центрифуга может комплектоваться различными роторами и адаптерами, что обеспечивает широкий диапазон применения в различных лабораториях.

Особенности центрифуги LC-18:

- Микропроцессорное управление.
- Электронный замок крышки.
- Бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом.
- Цифровой экран для отображения информации.
- Панель управления для установки параметров центрифугирования.
- Сохранение до 9 пользовательских программ центрифугирования.
- Автоматическая блокировка крышки при центрифугировании, сигнализация и разблокировка крышки после завершения центрифугирования и остановки ротора.

- Автоматическая сигнализация при обнаружении превышения скорости и дисбаланса.
- 9 режимов разгона и 10 режимов торможения ротора.

Комплект поставки:

- Центрифуга – 1 шт.
- Роторы и адаптеры – согласно заказу
- Шнур электропитания – 1 шт.
- Комплект инструмента – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт