

Центрифуга лабораторная Fenox LC-20R

ИМ-7.115893

20000 об/мин, ускорение 27800 g, вместимость 4×100 мл

Арвитмедикл ООО, Беларусь



Характеристики

Скорость вращения	20000 об/мин
Ускорение	27800 g
Вместимость	4×100 мл
Размеры	600×470×330 мм
Масса	50 кг

Описание

Fenox LC-20R – настольная высокоскоростная рефрижераторная центрифуга, которая может использоваться в клинической медицине, биохимии, геной инженерии, иммунологии и т. д. Предназначена для разделения жидкостей в поле центробежных сил.

Частота вращения: 20000 об/мин (шаг 10 об/мин)

Ускорение: 27800 g

Время центрифугирования: 1 мин – 99 ч 59 мин

Вместимость ротора: 4×100 мл

Температура: от -20 до +40 °C (хладагент R134a)

Роторы и адаптеры

Центрифуга может комплектоваться различными роторами и адаптерами, что обеспечивает широкий диапазон применения в различных лабораториях.

Особенности центрифуги LC-20R:

- ☐ Микропроцессорное управление.
- ☐ Электронный замок крышки.
- ☐ Бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом.
- ☐ Цифровой экран для отображения информации.
- ☐ Панель управления для установки параметров центрифугирования.
- ☐ Автоматическое сохранение установленных параметров.
- ☐ Автоматическая блокировка крышки при центрифугировании, сигнализация и разблокировка крышки после завершения центрифугирования и остановки ротора.

- ☐ Автоматическая сигнализация при обнаружении превышения скорости, перегрева и дисбаланса.
- ☐ 9 режимов разгона и 10 режимов торможения ротора.

Комплект поставки:

- Центрифуга – 1 шт.
- Роторы и адаптеры – согласно заказу
- Шнур электропитания – 1 шт.
- Комплект инструмента – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт