

Центрифуга лабораторная Fenox LC-5

ИМ-7.115893

5000 об/мин, ускорение 5030 g, вместимость 4×500 мл

Арвитмедикл ООО, Беларусь



Характеристики

Скорость вращения	5000 об/мин
Ускорение	5030 g
Вместимость	4×500 мл
Размеры	460×540×340 мм
Масса	31 кг

Описание

Fenox LC-5 – настольная центрифуга, которая может использоваться в клинической медицине, биохимии, генной инженерии, иммунологии и т. д. Предназначена для разделения жидкостей в поле центробежных сил.

Частота вращения: 5000 об/мин (шаг 10 об/мин)

Ускорение: 5030 g

Время центрифугирования: 1 мин – 99 мин 59 с

Вместимость ротора: 4×500 мл

Роторы и адаптеры

Центрифуга может комплектоваться различными роторами и адаптерами, что обеспечивает широкий диапазон применения в различных лабораториях.

Особенности центрифуги LC-5:

- Микропроцессорное управление.
- Электронный замок крышки.
- Бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом.
- Цифровой экран для отображения информации.
- Панель управления для установки параметров центрифугирования.
- Сохранение до 9 пользовательских программ центрифугирования.
- Автоматическая блокировка крышки при центрифугировании, сигнализация и разблокировка крышки после завершения центрифугирования и остановки ротора.
- Автоматическая сигнализация при обнаружении превышения скорости и дисбаланса.

□ 9 режимов разгона и 10 режимов торможения ротора.

Комплект поставки:

- Центрифуга – 1 шт.
- Роторы и адаптеры – согласно заказу
- Шнур электропитания – 1 шт.
- Комплект инструмента – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт