

Центрифуга Beckman Coulter Allegra X-30R

ИМ-7.107600 до 21.06.2024

16000 об/мин, ускорение 29756 g, дисплей, таймер

Beckman Coulter Inc., США



Характеристики

Скорость вращения	16000 об/мин
Ускорение	29756 g
Дисплей	Да
Таймер	Да
Размеры	460×707×370 мм
Масса	78 кг

Описание

Модель Allegra X-30R используются для решения различных задач в области молекулярной и клеточной биологии.

Отличие от модели Allegra 30, состоит в более мощных технических характеристиках.

Бесщеточный индукционный двигатель не требует дополнительного обслуживания и обеспечивает низкий уровень шума.

Набор роторов позволяет центрифугировать:

- пробирки различных объемов;
- флаконы емкостью от 250 мкл до 400 мл;
- стандартные 96-луночные микропланшеты;
- глубоколоночные планшеты.