

## Центрифуга лабораторная MPW-351e

ИМ-7.111236 до 27.01.2027

4500 об/мин, ускорение 3305 g, вместимость 800 мл

MPW Med. Instruments, Польша



### Характеристики

---

Скорость вращения	4500 об/мин
Ускорение	3305 g
Вместимость	800 мл
Размеры	380×430×540 мм
Масса	44 кг

### Описание

---

**Центрифуга MPW-351e** предназначена для проведения рутинных диагностических анализов. Возможность комплектации набором низкоскоростных угловых и горизонтальных роторов и аксессуаров к ним позволяет центрифугировать большое количество образцов (до 32 мест) в пробирках разного объема (от 15 до 50 мл) и микропланшетах.

**Вместимость ротора:** 800 мл

**Скорость вращения (RPM):** 300-4500 об/мин (шаг 100 об/мин)

**Ускорение:** 3305g

**Установка времени:** от 1 мин до 99 мин (шаг 1 мин)

**Двигатель:** индукционный, не требует ухода

#### Особенности центрифуги MPW-351e:

- простая, интуитивная настройка параметров центрифугирования
- регулировка времени центрифугирования
- режим кратковременного центрифугирования SHORT
- большой набор роторов и дополнительных аксессуаров