

Центрифуга лабораторная MPW M-Basic

ИМ-7.111236 до 27.01.2027

4000 об/мин, ускорение 2469 g, вместимость 120 мл

MPW Med. Instruments, Польша



Характеристики

Скорость вращения	4000 об/мин
Ускорение	2469 g
Вместимость	120 мл
Размеры	300×365×450 мм
Масса	21 кг

Описание

Центрифуга M-Basic – центрифуга малых габаритов с гибридным ротором. Уникальная конструкция ротора позволяет размещать бакеты как в горизонтальном положении, так и под углом 45°. Возможность применения трех комплектаций аксессуаров к ротору центрифуги обеспечивает проведение рутинных анализов, включая PRP-терапию.

Вместимость ротора: 120 мл (8×15 мл, 2×50 мл, 2×60 мл PRP)

Скорость вращения (RPM): 300-4000 об/мин (шаг 100 об/мин)

Ускорение: 2469g

Установка времени: от 1 сек до 99 мин или непрерывно до остановки

Двигатель: индукционный, не требует ухода

Особенности центрифуги M-Basic:

- интерфейс на английском языке
- 5 программ пользователя на выбор
- изменение параметров центрифугирования во время процесса
- сохранение предыдущих настроек
- 2 характеристики ускорения
- 3 характеристики торможения
- отсчет времени с момента запуска либо с момента достижения заданной скорости
- регулировка скорости и относительного центробежного ускорения (RPM/RCF)
- режим непрерывной работы HOLD
- режим кратковременного центрифугирования SHORT

- подсчет циклов центрифугирования