

Цифровой кольпоскоп DYSIS Ultra

ИМ-7.114982

цифровой видеокольпоскоп, светодиод

Dysis Medical, Великобритания



Характеристики

Вид	цифровой видеокольпоскоп
Источник света	светодиод

Описание

Видеокольпоскоп DYSIS Ultra – динамическая система для спектральной визуализации, которая используется для диагностики эпителиальных предраковых состояний шейки матки (оптическая биопсия).

Увеличение: до 30х

Разрешение: 20 микрон на пиксель

Фильтры: синий, зеленый

Особенности DYSIS Ultra:

- Работа и просмотр фотографий и видео на сенсорном экране
- Карта DySIS с цветовой кодировкой ацетоотбеливания ткани для оценки, регистрации и последующего наблюдения патологии шейки матки
- Карта упрощает выбор области биопсии, значительно увеличивает чувствительность к CIN2
- Спектральная технология визуализации, которая позволяет значительно увеличить точность диагностики предраковых состояний
- Полное документирование, запись обследования помогает эффективной оценке и последующему наблюдению
- Наличие базы данных для хранения, обзора и наблюдения