

Цитратный агар Citrate Agar (M099)

ИМ-7.106403/2411

агар, цитратный, для дифференциации
энтеробактерий, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	цитратный
Назначение	для дифференциации энтеробактерий
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Эти среды используют для дифференциации энтеробактерий.