

## Тубус ERBE 20195-141 для биполярных LAP щипцов

ИМ-7.105155/2411

щипцы / тубус, режим биполярный, длина 34 см,  
диаметр 5 мм, многоразовое использование, в  
упаковке 1 шт.

ERBE Elektromedizin GmbH, Германия

### Характеристики

---

Вид	щипцы / тубус
Режим	биполярный
Применение	ЛАП
Длина	34 см
Диаметр	5 мм
Вариант использования	многоразовое
Количество в упаковке	1 шт.

### Описание

---

**Тубус ERBE 20195-141 (стержневая трубка)** для биполярных LAP щипцов,  $\varnothing$  5 мм, длина 340 мм.