

## Тумба медицинская Артинокс AR-17

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Ящик выдвижной	Да
Опоры	Да

### Габариты

Размер	500×600×900 мм
Длина	500 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

### Дополнительные характеристики

#### Тумба AR-17.

**Каркас:** металл в полимере.

**Ящик:** 7 шт., выдвижных.

**Столешница:** ЛДСП.

**Опоры:** 4 шт., пластиковые с регулировкой высоты.

**Габаритные размеры (ШхГхВ):** 500×600×900 мм.