

Тумба медицинская Артинокс AR-29

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал металл, 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	ЛДСП / нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Опоры	Да

Габариты

Размер	1000×600×900 мм
Длина	1000 мм
Ширина	600 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-29.

Каркас: металл в полимере / нержавеющая сталь.

Ящик: 3 выдвижных.

Столешница: ЛДСП / нержавеющая сталь.

Опоры: 4 шт., пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 1000×600×900 мм.