

Тумба медицинская Артинокс AR-B41

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 465×480×600 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / полимерное покрытие
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Опоры	Да

Габариты

Размер	465×480×600 мм
--------	----------------

Дополнительные характеристики

Тумба AR-B41, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Полки: 1 шт.

Двери: 1 распашная.

Ящик: 1 выдвижной.

Столешница: ЛДСП.

Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 465×480×600 мм.