medca+alog

Тумба медицинская Артинокс AR-B41

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, с выдвижным ящиком, 465×480×600 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип тумба

Вид напольная

Назначение для материалов / для медикаментов / для инструмента

/ для приборов

Материал дерево / металл

Характеристика материала ЛДСП / полимерное покрытие

Конструкция сварная

Ящик выдвижной Да

Дверца Да

Опоры Да

Габариты

Размер 465×480×600 мм

Дополнительные характеристики

Тумба AR-B41, Артинокс, Беларусь.

Каркас: металл в полимере.

Полки: 1 шт.

Двери: 1 распашная. **Ящик:** 1 выдвижной. **Столешница:** ЛДСП.

Опоры: 4 пластиковые с регулировкой высоты. Габаритные размеры (Ш×Г×В): 465×480×600 мм.