

Тумба медицинская БелЭЗ ТМ-203

ИМ-7.108896 до 02.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для хранения личных вещей пациента / универсальная, материал металл, с выдвижным ящиком

БелЭЗ РУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для хранения личных вещей пациента / универсальная
Материал	металл
Конструкция	сварная
Ящик выдвижной	Да
Дверца	Да
Замок	Да
Полка	Да
Петли	Да

Дополнительные характеристики

Тумба медицинская БелЭЗ ТМ-203 предназначена для хранения личных вещей персонала и пациентов, различной документации, инструментов, медикаментов, расходных материалов. Имеет две шифляды и два отделения, оснащенных полками. Конструкция цельносварная.

Стандартные габаритные размеры (ш×г×в): 600×400×800 мм.

Может быть изготовлена различных размеров:

ширина от 400 до 1400 мм;

глубина от 200 до 800 мм;

высота от 500 до 1400 мм.

Материал: металл 08пс.