

Тумба прикроватная ТП-1П-05

ИМ-7.105578/2208

тумбочка прикроватная, дерево, вариант исполнения с
выдвижным ящиком / с дверцей / со столешницей, на
колесах, размеры 440x440x780 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	дерево
Характеристика материала	ЛДСП
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / со столешницей
Конструкция	сборная
Тип дверцы	левая
Колеса	Да
Столешница	Да
Ящик	Да
Размеры	440x440x780 мм

Дополнительные характеристики

Допускаемая нагрузка на полку – 5 кг, на ящик – 5 кг, на столешницу – 5 кг.