

## Тумба с выдвижными ящиками Т04

ИМ-7.105578/2208

тумба, напольная, универсальная, материал металл, с выдвижным ящиком, 500×500×860 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Тип                      | тумба  |
| Вид                      | напольная                                      |
| Назначение               | универсальная                                  |
| Материал                 | металл   |
| Характеристика материала | ламинированный постформинг / нержавеющая сталь |
| Конструкция              | сварная  |
| Ящик выдвижной           | Да   |
| Опоры                    | Да   |
| Столешница               | Да   |

### Габариты

---

|        |                |
|--------|----------------|
| Размер | 500×500×860 мм |
| Длина  | 500 мм         |
| Ширина | 500 мм         |
| Высота | 860 мм         |