

## Тумба с выдвижными ящиками ТММП 2

ИМ-7.103707/2202

тумбочка прикроватная, металл, вариант исполнения  
с выдвижным ящиком / со столешницей, размеры  
500×600×900 мм

Медтехноцентр РУП, Беларусь



### Харктеристики

---

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / со столешницей
Конструкция	сварная
Тип дверцы	левая / правая
Ящик	Да
Размеры	500×600×900 мм