

Тумба угловая Артинокс AR-05Y

ИМ-7.109069 до 22.10.2025

тумба, напольная, для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов, материал дерево / металл, 845×845×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	тумба
Вид	напольная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	дерево / металл
Характеристика материала	ЛДСП / нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Конструкция	сборная / сварная
Дверца	Да
Опоры	Да
Полка	Да

Габариты

Размер	845×845×900 мм
Длина	845 мм
Ширина	845 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Тумба угловая AR-05Y, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь / металл в полимере.

Полки: 1 шт.

Двери: 1 распашная.

Столешница: ЛДСП / нержавеющая сталь + пристенный бортик 20 мм.

Опоры: 100 мм с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 845×845×900 мм.