medca+alog

Тумба угловая напольная ТУ1

ИМ-7.105578/2208

тумба, напольная, универсальная, материал металл, 1080×800×860 мм

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип тумба

Вид напольная

Назначение универсальная

Материал металл

Характеристика материала ламинированный постформинг / нержавеющая сталь

Конструкция сварная

Дверца Да

Опоры Да

Столешница Да

Габариты

Размер 1080×800×860 мм

Длина 1080 мм

Ширина 800 мм

Высота 860 мм