

Тумбочка медицинская Ратон-МедТех ТМ-4

ИМ-7.100831/2307

тумбочка прикроватная, дерево / металл / пластик,
вариант исполнения с выдвижным ящиком / с дверцей
/ с полкой / со столешницей, на колесах, на опорах,
размеры 500×500×880 мм

Ратон-МедТех ПУП, Беларусь



Харктеристики

Вид	тумбочка прикроватная
Материал	дерево / металл / пластик
Характеристика материала	ЛДСП / сталь покрытая полимерно-порошковой краской
Вариант исполнения	с выдвижным ящиком / с дверцей / с полкой / со столешницей
Конструкция	сборная
Тип дверцы	левая / правая
Колеса	Да
Опоры	Да
Полка	Да
Размеры	500×500×880 мм

Дополнительные характеристики

Предназначена для оснащения отделений и палат медицинских учреждений для размещения и хранения предметов различного назначения. Представляет собой конструкцию с распашной дверью и двумя металлическими полками. Изготовлены из металла с применением полимерного порошкового покрытия, столешница выполнена из ламинированной ДСП или постформинга с кромкой из ПВХ. Материалы и покрытия устойчивы к механическим, химическим и температурным воздействиям, в том числе к многократной обработке дезинфектантами, разрешенными к применению Минздравом РБ .

Варианты установки:

- на 4 регулируемые опоры;
- на 4 колесные опоры Ø 50 мм, 2 из которых с тормозом.

Краткие технические характеристики.

Габаритные размеры (максимальные):

ширина – 500 мм, глубина – 500 мм, высота – 880 мм.